

高英高級工商職業學校

優妮克魔法術 SOP 操作流程

A、操作步驟:

- 1、插上插頭後開啟電源。
- 2、依照顧客需求選擇程式、強度、時間。
- 3、依照顧客需求選擇使用剪雕手或多極電波把手。
- 4、可搭配使用精華液或按摩霜。
- 5、順著肌肉紋理進行修飾雕塑。
- 6、療程完成後清潔儀器。
- 7、關閉電源及拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、請勿一次操作超過 30 分鐘。
- 3、經期中不建議使用。
- 4、患有心臟病、癌症、肝腎疾病、靜脈曲張及懷孕婦女，不建議使用。
- 5、割傷或新生成的疤痕、過度鬆弛的肌膚、暗瘡及血管擴張者不建議使用。

高英高級工商職業學校

全能緊緻儀 SOP 操作流程

A、操作步驟:

- 1、插上插頭後開啟電源。
- 2、依照顧客需求選擇程式、強度、時間。
- 3、開啟 ON/OFF 啟動機器。
- 4、按” Function Select” 選擇 Warm Roller” 。
- 5、按” SELECT” 調整模式及溫熱。
- 6、按 START/STOP” 開始操作。
- 7、操作完成即關閉。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、請勿一次操作超過 30 分鐘。
- 3、過度鬆弛的肌膚不建議使用。
- 4、患有心臟病、癌症、肝腎疾病、靜脈曲張及懷孕婦女，不建議使用。
- 5、極度敏感肌膚不建議使用。

高英高級工商職業學校

熱能活妍緊緻儀 SOP 操作流程

A、操作步驟:

- 1、插上插頭後開啟電源。
- 2、依照顧客需求選擇服務方式。
- 3、依照顧客需求調整時間長度及強度調整。
- 4、按” Frequency” 調整間斷頻率深. 中. 淺。
- 5、順著肌肉紋理使用儀器進行按摩。
- 6、療程完成後清潔儀器。
- 7、關閉電源及拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、請勿一次操作超過 30 分鐘。
- 3、嚴重含膿的暗瘡不建議使用。
- 4、損傷、割傷或新生成的疤痕。
- 5、極度敏感肌膚不建議使用。

高英高級工商職業學校

頭皮養護機 SOP 操作流程

A、操作步驟:

- 1、插上插頭後開啟電源。
- 2、依照顧客需求選擇電流種類。
- 3、按” Time” 調整時間長度。
- 4、按” Level” 調整電流強度 1-9。
- 5、選擇單一部位進行療程，效果最佳。
- 6、療程完成後清潔儀器。
- 7、關閉電源及拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、請勿一次操作超過 30 分鐘。
- 3、注意不要摔落機器。
- 4、使用前請再確認電壓是否正確。
- 5、極度敏感肌膚不建議使用。

高英高級工商職業學校

多功能單機 SOP 操作流程

A、操作步驟:

- 1、插上插頭後開啟電源。
- 2、依照顧客需求選擇 EMS 電流種類。
- 3、依顧客需求選擇服務方式。
- 4、按” Suction” 調整負壓吸引時間。
- 5、選擇單一部位進行療程，效果最佳。
- 6、療程完成後清潔儀器。
- 7、關閉電源、拔除插頭，放置乾燥處。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、患有特殊疾病者，不建議使用。
- 3、嚴重血管擴張不建議使用。
- 4、請勿一次操作超過 30 分鐘。
- 5、使用前請在確認電壓是否正確。

高英高級工商職業學校

蘋果燙髮機 SOP 操作流程

A、操作步驟:

- 1、插上插頭後開啟電源。
- 2、與顧客溝通後依照需求選擇髮捲大小。
- 3、均勻塗抹燙髮藥劑後，調整時間及溫度。
- 4、燙髮完成後拆除髮捲。
- 5、清潔髮捲將其完整收納。
- 6、關閉電源及拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、請勿一次操作超過 30 分鐘。
- 3、注意不要摔落機器。
- 4、燙髮過程中隨時注意頭髮狀況，避免造成頭髮受損。
- 5、極度敏感肌膚不建議使用。

高英高級工商職業學校

紫外線殺菌箱操作流程 SOP

A、操作步驟:

- 1、插上插頭。
- 2、開啟電源。
- 3、將消毒用具放置殺菌箱內。
- 4、消毒時間 20 分鐘以上。
- 5、消毒完畢後，靜置消毒箱內待下次取用。
- 6、儀器使用完畢後，進行清潔。
- 7、關閉電源及拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、僅限放置金屬用品。
- 3、注意不要摔落機器。
- 4、金屬用品需擦乾及打開或拆開後才可置入。
- 5、電線擺放位置切勿纏繞。

高英高級工商職業學校

洗髮躺椅組操作流程 SOP

A、操作步驟:

- 1、打開水龍頭檢測水溫。
- 2、將顧客頭上泡沫清洗乾淨。
- 3、使用完畢後將排水孔的頭髮清除乾淨以避免堵塞。
- 4、將沖水台水珠擦拭乾淨。
- 5、將腳踏板收起，避免絆倒。

B、注意事項:

- 1、儀器旁不可放置電器物品及插座。
- 2、清洗過程中水龍頭朝下使用以避免水花濺到顧客臉上。
- 3、使用前需確認水溫是否適宜。

高英高級工商職業學校

美膚用具組_蒸臉器操作流程 SOP

A、操作步驟:

- 1、將化妝棉打濕放置於顧客眼部以保護眼部安全。
- 2、加入適量蒸餾水，水量不可過高或過低。
- 3、插上插頭後開啟電源開關。
- 4、開啟臭氧電源開關。
- 5、檢測噴霧是否正常噴出。
- 6、依顧客臉部狀況調整蒸臉時間。
- 7、蒸臉完成後，關閉臭氧及電源開關並拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、使用完畢後將電線收齊，切勿使電線碰到玻璃水瓶。
- 3、待玻璃水瓶溫度降低後清潔乾淨。
- 4、配合肌膚狀況應注意蒸臉時間。

高英高級工商職業學校

護髮機操作流程 SOP

A、操作步驟:

- 1、插上插頭。
- 2、開啟電源。
- 3、加入適量蒸餾水，水量不可過高或過低。
- 4、將護髮機前罩移置顧客眉毛高度。
- 5、依照顧客髮質狀況調節溫度及時間。
- 6、護髮完成後清潔儀器。
- 7、關閉電源及拔除插頭。

B、注意事項:

- 1、使用電源為 110V，請使用 110V 專用插座。
- 2、使用時間不可過長。
- 3、配合髮質狀況應注意護髮時間。